

# Spül-Blitz green

## Płyn nabłyszczający do ręcznego mycia naczyń

- ▲ Preparat do mycia naczyń rozpuszczający tłuszcze na bazie surowców odnawialnych
- ▲ Produkt przyjazny dla materiału
- ▲ Oszczędny w użyciu
- ▲ Nie stosować w zmywarce do naczyń
- ▲ Nie zawiera tenzydów ABS
- ▲ Dostępne jest zaświadczenie o braku zastrzeżeń do stosowania w obszarze spożywczym



### Obszar zastosowania

Do mycia naczyń, takich jak talerze, szklanki, garnki, patelnie, sztućce i zmywalne akcesoria kuchenne.

### Sposób użycia

Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić w niewidocznym miejscu odporność materiału na działanie produktu.

#### Ręczne mycie naczyń:

Dodać 1–2 dozy poprzez naciśnięcie butelki do 5 l ciepłej wody i wymyć akcesoria kuchenne szczotką lub gąbką. W przypadku uporczywych zanieczyszczeń krótko namoczyć naczynia. W kolejnym kroku spłukać wodą i ustawić do wyschnięcia. Zużycie: 0,5–1,0 ml/L.

#### Mycie bieżące (mycie powierzchni ponadpodłogowych):

1 doza do ok. 4 l ciepłej wody. Wytrzeć powierzchnię lub przedmiot lekko wykręconą szmatką, w razie potrzeby ponownie wytrzeć. Zużycie: 0,5–1,0 ml/L.

Powierzchnie i urządzenia kuchenne, które mają bezpośredni kontakt z żywnością, po odczekaniu czasu na zadziałanie, wypłukać dokładnie wodą pitną.



### Wskazówki

Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego lub nieprofesjonalnego zastosowania produktu! Produkt nie jest produktem konsumenckim w myśl dyrektywy 1999/44/WE Art. 1!

### Skład produktu (wg 648/2004/WE)

Środki anionowe powierzchniowo czynne 5–15%, środek amfoteryczny powierzchniowo czynny < 5%, dodatki, barwnik spożywczy, aromaty (Limonene, Citral), środki konserwujące (Sodium Pyrithione, Benzisothiazolinone).  
wartość pH (koncentratu) : ok. 7

### Oznakowanie

Oznakowanie (w koncentracji): GHS07, Uwaga. H319 Działa drażniąco na oczy. P280 Stosować ochronę oczu. P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

Art.-Nr.	Opakowanie jednostkowe	Liczba opakowań jednostkowych na palecie
j555901	6/1 L PCR-butelki (karton)	84
j555910	10 L kanister	60